
# フィッティングインフォメーション

フィッティングとは本来ナットとフェラルから構築されます。最終的にどの ナットとどのフェラルをシステムに使用するかは、いくつかの条件により 決まります。

- ①受け側のポートのねじ山
- ②受け側のポートの形状
- ③使用しているチュービングのサイズと型
- ④ポートの材質
- ⑤予測される圧力



## \*\*\*フィッティングの種類

#### 代表的なナットの頭部の形状













Flat



平らになっています。



高圧用ポートの場合

ポート内部のネジ山が 終わるあたりで細くなります。

## ■■フィッティングの材質

ステンレス、Derlin®、Teflon®、Tefzel®、ポリプロピレン、PCTFE、PEEK™、PPSなどが あり、それぞれメリット/デメリット (耐薬品性、ネジ山の強度、色等) があります。 P.5にポ リマーインフォメーションを掲載しておりますので、ご参照になるか、エムエス機器にお 使いのアプリケーションに適したフィッティングについてご相談ください。

### ■■フィッティングの規格

この表に記載しているネジ山の絵は実物大です。お手持ちのフィッティ ングのネジ山のタイプを簡単に判断したり個々で測定した結果の再確 認を行うことができます。

### U.S.タイプ

ゲージNo.6 (3.5mm) に、1インチ (25.4mm) 当たり 6.32 32本のネジ山を持つフィッティング規格です。



ゲージNo.6 (3.5mm) に、1インチ当たり40本の 6.40 ネジ山を持つフィッティング規格です。



ゲージNo.10 (4.8mm) に、1インチ当たり32本の ネジ山を持つ最も一般的なフィッティング規格です。 10.32 (WATERS、RHEODYNE、他)



ネジ山径1/4インチ、1インチ当たり28本のネジ山を 1/4·28 持ちます。(SSI、OMNIFIT)



ネジ山径5/16インチ、1インチ当たり24本のネジ山 5/16・24 を持ちます。



ネジ山径1/2インチ、1インチ当たり20本のネジ山 1/2・20 を持ちます。



### メートル (ミリメートル) 法タイプ

M6

M6は外径6mm、ピッチ1mmのネジ山を持ち、外径 サイズで表示されます。(PHARMACIA)



M8x1は外径8mm、ピッチ1mmのネジ山を持ち、外 **M8X1** 径サイズで表示されます。



# **\*\*\*フィッティングの材質とチュービングの材質**

#### フィッティングの互換性

		互換性
プラスチック	プラスチック	0
金属	プラスチック	0
金属	金属	0
プラスチック	金属	0
金属	金属	0
プラスチック	金属	×
プラスチック	プラスチック	×
金属	プラスチック	×
	金属 金属 プラスチック 金属 プラスチック プラスチック	金属 プラスチック   金属 金属   プラスチック 金属   金属 金属   プラスチック プラスチック

