



Prion Protein Extraction in Animal Tissues

URI282 – Animal Infectiology and Public Health National Institute of Agronomic Research of Nouzilly

CONTEXT

In TSE, the preparation of animal tissues is an important step for the detection of the pathological prion protein. Brain and spinal cord tissues, lymphoid tissues (tonsils, lymph nodes, spleen...) are frozen at -80°C. The samples are suspended in a buffer, and protein extraction is followed by ELISA analysis and Western Blot Analysis.

RESULTS

After prion protein extraction, the pathologic protein is detected and quantified by using specific antibodies through an ELISA test, and the pattern of the glycosylated protein is analyzed by Western Blot.

MATERIAL

- Precellys®24
- Precellys® kit CK14 (small ceramic beads)
- Sample : 50 – 150 mg of brain and lymphoid tissues
- Buffer : glucose 5% (500 - 1500µl) added after grinding


PROTOCOL

- Precellys®24 parameters :
 - Brain tissues : 6500rpm, 2x30 sec., 15 sec. break
 - Lymphoid tissues : 6500rpm, 3x30 sec., 20 sec. break
- Prion protein extraction
- ELISA analysis and Western Blot




CONCLUSION

The Precellys®24 and kit CK14 allow the homogenization of a large range of animal tissues. The preparation optimized the extraction for quantification of the prion protein.



ELISA analysis



Lanes 4-6 : two positive references

Lanes 1-3 : BSE or Scrapie infected brain tissues

Lanes 5, 7, 8 : BSE infected lymphoid tissues

For more details, please contact precellys@bertin.fr or visit our website

bertin
 TECHNOLOGIES
 mastering innovation



イムエス機器株式会社

<http://www.technosaurus.co.jp>

- 東京
〒162-0805 東京都新宿区矢来町 113 番地 TEL(03)3235-0661(代) FAX(03)3235-0669
- 大阪
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号 TEL(06)6396-0501(代) FAX(06)6395-2588
- 福岡
〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 2 番 23 号 TEL(092)631-1012(代) FAX(092)641-1285

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
 ※本カタログに記載の規格・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。