



RNA Extractions of Microorganisms

Laboratory of molecular Genetic of the
Neurotransmission, CNRS of Paris

CONTEXT

Within the context of research on genetic analysis, molecular biology brings rapid and reliable answers concerning an eventual pathogen germs contamination (identification and detection).

The sample preparation is an important step, which needs to be efficient without degrading the material, particularly DNA, RNA, or proteins.

MATERIALS

- Precellys®24
- Precellys® kit CK28 (big ceramic beads)
- Precellys® kit VK05 (small glass beads)
- Sample : E. Coli bacteria/ Bacillus Globugii spores in buffer.

PROTOCOL

- Precellys®24 parameters
6500rpm, 2x23 sec.




RESULTS

Results were conducted in collaboration with LGN (Laboratory of Molecular Genetic of the Neurotransmission).


E.Coli and Spores BG bacteria were lysed with Precellys kit compared to standard procedures.

RNA extraction was performed from the 2 microorganisms following each sample preparation.




1. E.coli (Precellys)
2. E.Coli (standard)
3. Spores BG (Precellys)
4. Spores BG (Standard)

LGN Paris, April
2004 RNA extraction
after lysis



Aspergillus



*Micro-organisms :
bacteria E. coli*

CONCLUSION

The Precellys®24 offers a sample preparation step more efficient on difficult micro-organisms than traditional procedures. The RNA was not denatured. Regarding operation, the Precellys®24 was also well appreciated as a cross contamination free system and for the time saved on sample preparation.

For more details, please contact
precellys@bertin.fr or visit our website

bertin
TECHNOLOGIES



IHI 機械株式会社

<http://www.technosaurus.co.jp>

- 東京
〒162-0805 東京都新宿区矢来町 113 番地 TEL(03)3235-0661(代) FAX(03)3235-0669
- 大阪
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号 TEL(06)6396-0501(代) FAX(06)6395-2588
- 福岡
〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 2 番 23 号 TEL(092)631-1012(代) FAX(092)641-1285

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
※本カタログに記載の規格・仕様・外觀は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。