



Chikungunya viral RNA and viral titration in tissue samples in cynomolgus macaques as model

CEA, Division of Immuno-Virology/Institute of Emerging Diseases and Innovative Therapies (iMETI), Fontenay-aux-Roses, France

CONTEXT

The Chikungunya virus (CHIKV) is a mosquito-borne alphavirus that induces in humans a disease characterized by fever, rash, and pain in muscles and joints. The aim of this study is to propose a new model for CHIKV infection in adult, immunocompetent cynomolgus macaques. CHIKV infection in these animals recapitulated the viral, clinical, and pathological features observed in human disease [1].

MATERIAL

- Precellys[®]24 homogenizer.
- Precellys[®] kit: 03961-1-002 (ceramic beads 2.8mm) for smooth tissues and 03961-1-001 (metals beads 2.8mm) for joint and muscle.
- Samples: Splenic, hepatic, muscular, and joint tissues from cynomolgus macaques inoculated with CHIKV (30 mg /~100mg).
- Buffer: 1 ml lysis buffer (Macherey Nagel) for Viral RNA extraction or 1 ml DMEM supplemented with 10% FCS for Viral titration

PROTOCOL

- Precellys[®]24: 5000 rpm, 2x20 sec or 2x10 sec
- Tissue viral RNA extraction: Nucleospin 96 RNA kit (Macherey Nagel), Relative quantitative RT-PCR simultaneously with CHIKV and GAPDH primers and probes.
- Determination of viral titers (TCID₅₀/g): on mammalian BHK-21 cell lines based on their TCID₅₀ using 4–5 replicates.

[1] K.labadie et al, J Clin Invest. 2010;120(3):894–906. doi:10.1172/JCI40104. <http://www.jci.org>



énergie atomique - énergies alternatives



03712-810-DU033 / April 2010

CONCLUSION

The Precellys[®]24 is an ideal tool to evaluate both viral RNA and viral titers from various tissues of cynomolgus macaques inoculated with Chikungunya virus. Precellys[®]24 is very easy to use, it is as simple as using a centrifuge. Comparing to the former method (mortar), we appreciate the cleanness and the cross-contamination free provided by consumables of Precellys[®]24 lysing kit. The reproducibility given for various tissues of this study is also a strong advantage of this smart homogenizing equipment.

For more details, please contact precellys@bertin.fr



IMI S 株式会社

<http://www.technosaurus.co.jp>

- 東京
〒162-0805 東京都新宿区矢来町 113 番地 TEL(03)3235-0661(代) FAX(03)3235-0669
- 大阪
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号 TEL(06)6396-0501(代) FAX(06)6395-2588
- 福岡
〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 2 番 23 号 TEL(092)631-1012(代) FAX(092)641-1285

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
※本カタログに記載の規格・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。