



M&Sトピックス

実験室環境改善システム VAPLOCK™

バブロック

HPLCのリザーバーボトルや廃液ボトルにアルミホイルを被せているだけの方、いらっしゃいませんか??

- ・実験室に溶媒の臭いがこもっていて健康に不安…
- ・労働安全衛生法に対応しなければいけない…
- ・アルミホイルを被せるだけでは、
リザーバーの組成比が変わってしまう…



その悩み、**VAPLOCK™** が解決します！！


リザーバー向け商品 クローズドリザーバー用キャップ

リザーバーボトルに取り付けるキャップです。
チェックバルブによって、リザーバー液量が減少する際は外気を導入しつつ、ボトル外への溶媒蒸発を遮断します。そのため、リザーバー組成比が変わることを防ぐことができます。



廃液向け商品 クローズド廃液ボトル用キャップ

廃液ボトルに取り付けるマニホールドです。廃液ボトルの出口に取り付けられた**活性炭フィルター**によって廃液ボトルからの有害蒸気をトラップします。各種装置から出ている廃液ラインを接続できます。



GL38規格やGL45規格ボトル、ポリタンクなど、現在使用中のボトルに取り付け可能です

・国内ガロン瓶用リザーバーパッケージ

国内ガロン瓶 2本分(チェックバルブ内臓型)
1/8"外径チューブ用フィッティング付き

¥19,800



型番	製品名	入数	数量
S38WXV-2D	国内ガロン瓶用(2ポート)溶媒リザーバーキャップ	1	2
P-300X	1/8"ODチューブ用フェラル	10	1
P-301X	1/8"ODチューブ用ナット	10	1
PL-104X	1/4-28プラグ	10	1

・GL45規格用リザーバーパッケージ

GL45規格ビン 2本分(チェックバルブ内臓型)
1/8"外径チューブ用フィッティング付き

¥19,800



型番	製品名	入数	数量
S45XV-2D	GL45規格用(2ポート)溶媒リザーバーキャップ	1	2
P-300X	1/8"ODチューブ用フェラル	10	1
P-301X	1/8"ODチューブ用ナット	10	1
PL-104X	1/4-28プラグ	10	1

・国内ガロン瓶用廃液パッケージ

国内ガロン瓶 1本分
1/16"外径 } チューブ用
1/4"内径 } フィッティング付き
5/16"内径 }

¥64,860



型番	製品名	入数	数量
WM38WP-4	国内ガロン瓶用マニホールド(3ポート)	1	1
FA-005	廃液フィルター用アダプター	1	1
EF-100V	溶媒換気フィルター	5	1
AC-150	1/16"ODチューブ用アダプター	1	1
AB-114X	1/4"IDチューブ用アダプター	10	1
AB-115X	5/16"IDチューブ用アダプター	10	1
PL-101X	プラグ	10	1

・ポリタンク用廃液パッケージ

ポリタンク 1本分
1/16"外径 } チューブ用
1/4"内径 } フィッティング付き
5/16"内径 }

¥70,860

※フタ穴あけ加工費(¥3,000-)を含みます。



型番	製品名	入数	数量
PM-605	パネルマウントマニホールド(5ポート)	1	1
FA-005	廃液フィルター用アダプター	1	1
EF-100V	溶媒換気フィルター	5	1
AC-150	1/16"ODチューブ用アダプター	1	1
AB-114X	1/4"IDチューブ用アダプター	10	1
AB-115X	5/16"IDチューブ用アダプター	10	1
PL-101X	プラグ	10	1

※記載の価格には、別途消費税が必要です。

※本トピックス記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。

上記以外にも様々なチューブ径に対応したアダプターがあります！

チューブを溝にはめるだけでチューブ径を測定できる便利なツールがあります。
ツールはお貸出可能です。
ご希望の方は担当までお問い合わせください！



商品の詳細は製品紹介ページをご覧ください。